

**Übersicht 1:** Orientierungsbereiche für ausgewählte Gehaltswerte von Trockensteherrationen  
(Angaben in der Trockenmasse)

Parameter, Maßeinheit	Zweiphasig		Einphasig
	Frühtrockensteher	Vorbereitung	
NEL, MJ	5,3 - 5,8 (nach BCS)	6,4 - 6,7	5,9 - 6,5 (nach BCS)
Rohprotein, g	> 110	135 - 150	120 - 140
Nutzbares Rohprotein, g	> 100 - 125	140 - 150	125 - 145
Stärke + Zucker, g	80 - 100	180 - 230	140 - 210
Rohfaser, g	> 250	> 180	> 180
aNDFom, g	> 400	> 320	> 320

*nach Staufenbiel (2007), DLG (2012), LLG Sachsen-Anhalt (2016)*